



Varenummer 1373

Foringspose, 100 l, klar, LDPE/virgin, 820/200x630mm, 1/1GN

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Fødevaregodkendt
- ✓ Perfekt til foring



Produktbeskrivelse

Hygiejnisk og praktisk pose til foring af termokasser eller andre kasser til fødevarer. Posen er produceret af fødevaregodkendte materialer og må anvendes til opbevaring af alle typer fødevarer.



LDPE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Foringspose
Farve	Klar
Features	820/200x630mm, 1/1GN
Materiale	LDPE, virgin
Længde/dybde	63 cm
Bredde	122 cm
Rumindhold, netto	100 l
Tykkelse	25 micron
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	43.8 cm	35 cm	19 cm	5703538023224



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



PE med lav densitet.