

Varenummer 1373

## Foringspose, 100 l, klar, LDPE/virgin, 820/200x630mm, 1/1GN

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Fødevaregodkendt
- ✓ Perfekt til foring



### Produktbeskrivelse

Hygiejnisk og praktisk pose til foring af termokasser eller andre kasser til fødevarer. Posen er produceret af fødevaregodkendte materialer og må anvendes til opbevaring af alle typer fødevarer.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Foringspose
Farve	Klar
Features	820/200x630mm, 1/1GN
Materiale	LDPE, virgin
Længde/dybde	63 cm
Bredde	122 cm
Rumindhold, netto	100 l
Tykkelse	25 micron
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	43.8 cm	35 cm	19 cm	5703538023224



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



PE med lav densitet.