



Varenummer 140660

## Chokolade, Toblerone Tiny mix, cylinder, 904 g

### Produktbeskrivelse

Den trekantede chokolade fra Schweiz er fremstillet af de fineste råvarer. Chokoladen er blandet med honning og mandel nougat, som er med til at give Toblerone sin velkendte og let knasende smag. Denne udgave består af en lys, hvid og mørk toblerone.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Chokolade
Varemærke	Toblerone
Vareserie	Tiny mix
Features	Cylinder
Vægt, netto	904 g
Holdbarhed	9 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 stk	39.9 cm	39.9 cm	18.8 cm	7622202048876