

ABENA®

## Datasheet

### Chokolade, Toblerone Tiny mix, cylinder

**Product Id :** 140660  
**Group :** Chokolade  
**Packing :** 4 stk = 1 kolli  
30 kolli = 1 palle



### Description

**Produktbetegnelse:** Chokolade  
**Brand:** Toblerone  
**Sub-brand:** Tiny mix  
**Holdbarhed:** 9 måneder fra produktionsdato  
**Holdbarhed, åbnet:**  
**Features:** cylinder  
**Vægt, brutto:** 904 g  
**Produktbeskrivelse:** Den trekantede chokolade fra Schweiz er fremstillet af de fineste råvarer. Chokoladen er blandet med honning og mandel nougat, som er med til at give Toblerone sin velkendte og let knasende smag. Denne udgave består af en lys, hvid og mørk toblerone.  
**Opbevaringsinstruktioner:** Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.  
**Vaskeanvisninger:**  
**Temperaturtolerance:**  
**Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:** Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.  
**Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:** Kan genbruges eller forbrændes.