



Varenummer 150019

Tråddispenser, 600 ml, sølv, til 600 ml flaske med pumpe

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ praktisk
- ✓ manuel

Produktbeskrivelse

Tråddispenser til vægophæng, til 600 ml pumpeflasker. Med 20 cm lang arm der går ned og trykker på pumpen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tråddispenser
Farve	Sølv
Features	Til 600 ml flaske med pumpe
Rumindhold, netto	600 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	55 cm	29.5 cm	10 cm	
stk	1 stk				