



Varenummer 150019

## Tråddispenser, 600 ml, sølv, til 600 ml flaske med pumpe

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ praktisk
- ✓ manuel

### Produktbeskrivelse

Tråddispenser til vægophæng, til 600 ml pumpeflasker. Med 20 cm lang arm der går ned og trykker på pumpen.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tråddispenser
Farve	Sølv
Features	Til 600 ml flaske med pumpe
Rumindhold, netto	600 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Monteres med skruer og rawplugs

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	55 cm	29.5 cm	10 cm	
stk	1 stk				