



Varenummer 150023



Mobil dispenser, ABENA, 11x7,5x11cm, stål, til 500-600 ml flasker

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ til flere typer produkter
- ✓ rengøringsvenlig

Produktbeskrivelse

Mobil dispenser til ophæng på sengegavle og borde mm. hvor der er brug for at have desinfektionsmiddel, creme eller sæbe i nærheden

Specifikationer

Produktbetegnelse	Mobil dispenser
Varemærke	ABENA
Features	Til 500-600 ml flasker
Materiale	Stål
Længde/dybde	11 cm
Bredde	7.5 cm
Højde	11 cm
Rumindhold, netto	500 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	15 cm	10 cm	20 cm	5703538028298
stk	1 stk				5703538028274