

ABENA®

## Produktdatablad

### **Mobil dispenser, Abena, stål, til 500-600 ml flasker**

**Varenummer :** 150023  
**Varegruppe :** Abena  
**Forpakninger :** 10 stk = 1 kolli  
100 kolli = 1 palle



### **Varedeklaration**

**Produktbetegnelse:** Mobil dispenser  
**Varemærke:** Abena  
**Materiale:** stål  
**Features:** til 500-600 ml flasker  
**Længde/dybde:** 11 cm  
**Bredde:** 7,5 cm  
**Højde:** 11 cm  
**Rumindhold, netto:** 500 ml  
**Produktbeskrivelse:** Mobil dispenser til ophæng på sengegavle og borde mm. hvor der er brug for at have desinfektionsmiddel, creme eller sæbe i nærheden  
**Brugsanvisning:** Monteres på sengebord, rullebord, blodudtagningsbord, sengegavl  
**Bortskaffelse af produkt:** Afleveres på miljøstation.  
**Bortskaffelse af emballage:** Kan genbruges eller forbrændes.

**Tilhørende varer:** 150024, 100000255701, 6980, 691702, 212427, 6928, 691802