



Varenummer 150023



Mobil dispenser, ABENA, stål, til 500-600 ml flasker

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ til flere typer produkter
- ✓ rengøringsvenlig

Produktbeskrivelse

Mobil dispenser til ophæng på sengegavle og borde mm. hvor der er brug for at have desinfektionsmiddel, creme eller sæbe i nærheden

Specifikationer

Produktbetegnelse	Mobil dispenser
Varemærke	ABENA
Features	Til 500-600 ml flasker
Materiale	Stål
Længde/dybde	11 cm
Bredde	7.5 cm
Højde	11 cm
Rumindhold, netto	500 ml
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	15 cm	10 cm	20 cm	5703538028298
stk	1 stk				5703538028274