



Varenummer 150068



Dispenser, SCJ Professional, 3250 ml, sort, Heavy duty foam, manuel, med lilla knap, 2,8 ml pr. dosering

Produktbeskrivelse

Dispenser til brug med Solopol GFX® patroner.

Anvender en patenteret skum pumpeteknologi, som er grundigt testet til arbejdspladser med et højt forbrug af håndrens. Trykknappen på GFX® dispenserer beskyttet med BioCote® – et sølv-baseret antimikrobielt stof som hæmmer bakterievækst og mug på overfladen. Vi yder livsvarig garanti på alle vores dispensere.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SCJ Professional
Farve	Sort
Features	Heavy duty foam, manuel, med lilla knap, 2,8 ml pr. dosering
Rumindhold, netto	3250 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres med klæbepude og skruer.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	58.4 cm	40 cm	36.6 cm	05010424161312