



Varenummer 150068

Dispenser, SCJ Professional, 3250 ml, sort, Heavy duty foam, manuel, med lilla knap, 2,8 ml pr. dosering

### Produktbeskrivelse

Dispenser til brug med Solopol GFX® patroner.

Anvender en patenteret skum pumpeteknologi, som er grundigt testet til arbejdspladser med et højt forbrug af håndrens. Trykknappen på GFX® dispenserer beskyttet med BioCote® – et sølv-baseret antimikrobielt stof som hæmmer bakterievækst og mug på overfladen. Vi yder livsvarig garanti på alle vores dispensere.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SCJ Professional
Farve	Sort
Features	Heavy duty foam, manuel, med lilla knap, 2,8 ml pr. dosering
Rumindhold, netto	3250 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Monteres med klæbepude og skruer.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	58.4 cm	40 cm	36.6 cm	05010424161312