



Varenummer 150085

## Tråddispenser, Derma Helse, 600 ml, sølv, metal, til 560-600 ml flasker med pumpe

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ til flere typer produkter
- ✓ rengøringsvenlig
- ✓ nem at udskifte refiller

### Produktbeskrivelse

Tråddispenser til vægophæng af 500-600 ml flasker med pumpe. Specielt udviklet til at opfylde de særlige høje krav til hygiejne i sundhedssektoren og levnedsmiddelbranchen m.fl.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tråddispenser
Varemærke	Derma
Vareserie	Helse
Farve	Sølv
Features	Til 560-600 ml flasker med pumpe
Materiale	Metal
Rumindhold, netto	600 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Monteres på væg med skruer og rawplugs

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	30.5 cm	20.8 cm	20.8 cm	
stk	1 stk				5703538445521