



Varenummer 150099

Bagstykke, Illi 1, 325 ml, sort, plast

Produktbeskrivelse

Bagstykke til ILLI 1 dispenser system, hvortil der findes 3 fronte i sort, sølv og r hvid. Til 375 ml refiller.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bagstykke
Varem�rke	Illi 1
Farve	Sort
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	325 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afl�veres p� milj�station.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbr�ndes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	L�ngde	Bredde	H�jde	EAN
kl	10 stk	41.5 cm	24.5 cm	13.5 cm	
stk	1 stk				4005162406475