



Varenummer 150099

Bagstykke, Illi 1, 325 ml, sort, plast

Produktbeskrivelse

Bagstykke til ILLI 1 dispenser system, hvortil der findes 3 fronte i sort, sølv og råhvid. Til 375 ml refiller.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bagstykke
Varemærke	Illi 1
Farve	Sort
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	325 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	41.5 cm	24.5 cm	13.5 cm	
stk	1 stk				4005162406475