



Varenummer 150121

Holder, ILLI 2 Soap, 525 ml, antracit, plast

Produktbeskrivelse

Holder til ILLI 2 dispenser system, passer til SOAP refill hvid

Specifikationer

Produktbetegnelse	Holder
Varemærke	ILLI 2
Vareserie	Soap
Sekundær farve	Antracit
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	525 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	25 stk	38 cm	26.5 cm	15 cm	5707276230012
pk	1 stk	14.5 cm	14.5 cm	25 cm	5703538278440
stk	1 stk				5703538278457