



Varenummer 150126

Dispenser, Sterisol, 700 ml, sort, med transparent kappe

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ praktisk
- ✓ manuel

Produktbeskrivelse

Lukket dispenser til 700 ml refiller, med tryknap og transparent kappe.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Sterisol
Farve	Sort
Features	Med transparent kappe
Rumindhold, netto	700 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	52.2 cm	24.3 cm	35 cm	
stk	1 stk				