



Varenummer 150127

Dispenser, Sterisol, 700 ml, hvid, med transparent kappe

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ praktisk
- ✓ manuel

Produktbeskrivelse

Lukket dispenser til 700 ml refiller, med trykknop og transparent kappe.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Sterisol
Farve	Hvid
Features	Med transparent kappe
Rumindhold, netto	700 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	20 stk	52.2 cm	24.8 cm	35 cm	27392173045511
stk	1 stk				7392173045517