



Varenummer 150133

Håndfri dispenser, Sterisol, 700 ml, hvid, plast, til alle Sterisol 700 ml produkter

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Sterisol
- ✓ 700ml
- ✓ håndfri

Produktbeskrivelse

Sterisols automatdispenser er beregnet til alle miljøer, som stiller høje krav til hygiejne. Batterierne rækker til ca. 30.000 doseringer eller ca. 1 år. Når batterierne er opbrugt begynder en blå lampe at blinke forned. Dispenseren tåler ikke fugt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Håndfri dispenser
Varemærke	Sterisol
Farve	Hvid
Features	Til alle Sterisol 700 ml produkter
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	700 ml
Inkluderet tilbehør	Ekskl. batterier. Bruger 4 stk. AA-1,5 V batterier
Doseringsinstruktioner	Dispenseren doserer 1,5 - 1,8 ml.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	23.5 cm	12.8 cm	14 cm	7392173045463
stk	1 stk				