

ABENA®

Produktdatablad

Håndrens, Sterisol Super Plus, 2500 ml, hvid, med parfume, uden opløsningsmidler

Varenummer : 150135
Varegruppe : Sterisol
Forpakninger : 2 stk = 1 kolli
64 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Håndrens
Varemærke: Sterisol
Vareserie: Super Plus
Holdbarhed: 30 måneder
Holdbarhed, åbnet: Se produktets emballage
Farve: hvid
Tekniske ingredienser: Aqua, Disodium Lauryl Sulfosuccinata, Sodium Cocoyl Isethionate, Zea Mays, Cetearyl Alcohol, Aqua + Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, CI 77891, Sodium Laureth Sulfate, Silica, PEG-4 Rapeseedamide, Bentonite CI: 77004, Cetearyl Ethylhexanoate, C12-15
Features: med parfume, uden opløsningsmidler
pH-værdi (konc.): pH 7
Rumindhold, netto: 2500 ml
Produktbeskrivelse: Meget effektiv mod ekstremt svær snavs. Med siliciumoxid som slibemiddel. Indeholder vegetabiliske olier som både løsner snavs og genindfedter huden. Indeholder igen opløsningsmidler og er skånsom mod huden.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Kan irritere øjets slimhinde ved direkte kontakt. Skyl grundigt med rent vand, ved vedvarende gener kontaktes læge.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Tilhørende varer: 150137