



Varenummer 150135

## Håndrens, Sterisol Super Plus, 2500 ml, hvid, med parfume, uden opløsningsmidler

✓ Effektiv mod ekstrem svær snavs

### Produktbeskrivelse

Meget effektiv mod ekstremt svær snavs. Med siliciumoxid som slibemiddel. Indeholder vegetabiliske olier som både løsner snavs og genindfedter huden. Indeholder igen opløsningsmidler og er skånsom mod huden.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Håndrens
Varemærke	Sterisol
Vareserie	Super Plus
Farve	Hvid
Features	Med parfume, uden opløsningsmidler
pH-værdi (konc.)	pH 7
Tekniske ingredienser	Aqua, Disodium Lauryl Sulfosuccinata, Sodium Cocoyl Isethionate, Zea Mays, Cetearyl Alcohol, Aqua + Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, CI 77891, Sodium Laureth Sulfate, Silica, PEG-4 Rapeseedamide, Bentonite CI: 77004, Cetearyl Ethylhexanoate, C12-26
Rumindhold, netto	2500 ml
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Kan irritere øjets slimhinde ved direkte kontakt. Skyl grundigt med rent vand, ved vedvarende gener kontaktes læge.
Holdbarhed	30 måneder
Holdbarhed, åbnet	Se produktets emballage
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

### Brugsanvisning

Fugt hænderne og påfør håndrens, gnid grundigt rundt for at fjerne snavs, skyl grundigt og vask hænderen. Brug efterfølgende en creme til beskyttelse af huden.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2 stk	29 cm	19 cm	20 cm	27392173034867
stk	1 stk				7392173034863

