



Varenummer 150137

Dispenser, Sterisol, 2500 ml, sort, plast, manuel lukket dispenser system

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ praktisk
- ✓ manuel

Produktbeskrivelse

Lukket dispenser system med glasklar kasse til 2500 ml refiller.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Sterisol
Farve	Sort
Features	Manuel lukket dispenser system
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	2500 ml
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 stk	35.5 cm	24.8 cm	35.5 cm	7392173035525
stk	1 stk				5703538078927