



Produktdatablad

Dobbeltklæbende tape, Sterisol, 13,3x7,3cm x 2mm, hvid, til ophæng af dispenser, 300 g

Varenummer : 150157
Varegruppe : Sterisol
Forpakninger : 200 stk = 1 kolli



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Dobbeltklæbende tape
Varemærke: Sterisol
Farve: hvid
Features: til ophæng af dispenser
Længde/dybde: 13,3 cm
Bredde: 7,3 cm
Højde: 2 mm
Vægt, netto: 300 g
Vægt, brutto: 3 g
Produktbeskrivelse: "Skumpude" med tape på begge sider til ophæng af dispenser.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 150127, 212392, 150137, 150126, 212389, 212393, 150133