



Varenummer 150157

Dobbeltklæbende tape, Sterisol, 13,3x7,3cm x 2mm, hvid, til ophæng af dispenser

- ✓ smart nem løsning til montering af dispenser på flader
- ✓ stabil løsning

Produktbeskrivelse

"Skumpude" med tape på begge sider til ophæng af dispenser.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dobbeltklæbende tape
Varemærke	Sterisol
Farve	Hvid
Features	Til ophæng af dispenser
Længde/dybde	13.3 cm
Bredde	7.3 cm
Højde	2 mm
Vægt, netto	4 g
Vægt, brutto	4 g
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Gør området hvor tapen skal sidde godt rent, både dispenser og der hvor den skal hænge, gerne desinficer det med sprit, fjern tapen på den ene side, sæt tapen på dispenseren, fjerne tapen på den anden side og monter dispenseren på den påtænkte flade.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	30 cm	30 cm	24 cm	
stk	1 stk				