



Varenummer 150159

Holder, ILLI 2 Soap, 525 ml, hvid, plast



Produktbeskrivelse

Holder til ILLI 2 dispenser system, passer til SOAP refill hvid

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbetegnelse | Holder |
| Varemærke | ILLI 2 |
| Vareserie | Soap |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Plast |
| Rumindhold, netto | 525 ml |
| Certifikater | EU-Blomsten. |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |
| Bortskaffelse af produkt | Aflleveres på miljøstation. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|--------|-------|---------------|
| kl | 25 stk | 39.5 cm | 27 cm | 16 cm | 5707276230043 |
| stk | 1 stk | | | | |



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.