



Varenummer 150177



Doseringsklods, ABENA, hvid

✓ Nøjagtig dosering

Produktbeskrivelse

Doseringsklods til automatisk dispenser. Giver 0,8 ml per dosering.

Specifikationer

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Produktbetegnelse | Doseringsklods |
| Varemærke | ABENA |
| Farve | Hvid |
| Doseringsinstruktioner | 0,8 ml |
| Bortskaffelse af produkt | Afleveres på miljøstation. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genbruges eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| kll | 2400 stk | 30 cm | 20 cm | 20 cm | |