



Varenummer 150182

Førstehjælpsstation, QuickSafe Food Industry, 25,3x43cm, klar, steril

- ✓ effektiv
- ✓ let at få adgang til
- ✓ hurtig at anvende



Produktbeskrivelse

En førstehjælpsstation målrettet fødevarer virksomheder, køkkener, kantiner og restauranter - blandt andet med blå sporbare plastre, sårrens, brandgel og kompresforbindinger. Indeholder 18 x QuickColl brandgel (vnr. 150188), 1 x QuickStop kompresforbinding (vnr. 150190), 20 x QuickClean sårrens, 2 x 500 ml Øjenskyll NaCl (vnr. 6874), 1 x 200 ml pH Neutral (vnr. 6875), 1 x QuickFix plasterrefill (vnr. 6891), 1 x QuickFix long plasterrefill (vnr. 150199).

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Førstehjælpsstation
Varemærke	QuickSafe
Vareserie	Food Industry
Farve	Klar
Features	Steril
Ingredienser/sammensætning	0,9% NaCl, 4,9% fosfatbuffer
Bredde	25.3 cm
Højde	43 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

En førstehjælpsstation målrettet fødevarer virksomheder, køkkener, kantiner og restauranter - blandt andet med blå sporbare plastre, sårrens, brandgel og kompresforbindinger. Indeholder 18 x QuickColl brandgel (vnr. 150188), 1 x QuickStop kompresforbinding (vnr. 150190), 20 x QuickClean sårrens, 2 x 500 ml Øjenskyll NaCl (vnr. 6874), 1 x 200 ml pH Neutral (vnr. 6875), 1 x QuickFix plasterrefill (vnr. 6891), 1 x QuickFix long plasterrefill (vnr. 150199).

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	46.2 cm	26.5 cm	12.5 cm	5715205001053
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE