



Varenummer 150187

**Sårrenseserviet, QuickClean, 20x13cm,  
nonwoven/vand, steril**



## Produktbeskrivelse

Enkeltpakgede servietter anvendes til rensning af mindre sår, f.eks. i forbindelse med rift eller hudafskrab, samt insektstik.

**STERILE**

## Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Sårrenseserviet                                              |
| Varemærke                        | QuickClean                                                   |
| Features                         | Steril                                                       |
| Materiale                        | Nonwoven, vand                                               |
| Længde/dybde                     | 20 cm                                                        |
| Bredde                           | 13 cm                                                        |
| Certifikater                     | CE.                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse Is                                                    |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                    |
| Holdbarhed                       | 3 år                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt         | Aflleveres på miljøstation.                                  |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                            |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde  | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|--------|---------------|
| kil   | 120 stk    | 16 cm  | 16 cm  | 6.5 cm |               |
| pk    | 20 stk     | 7.8 cm | 5 cm   | 6.2 cm | 5701684515129 |
| stk   | 1 stk      |        |        |        |               |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE