



Varenummer 150187

Sårrenseserviet, QuickClean, vand, steril

Produktbeskrivelse

Enkeltpakkede servietter anvendes til rensning af mindre sår, f.eks. i forbindelse med rift eller hudafskrab, samt insektstik.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårrenseserviet
Varemærke	QuickClean
Features	Steril
Materiale	Vand
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk	0.16 m	0.16 m	0.065 m	
pk	20 stk	0.078 m	0.05 m	0.062 m	5701684515129
stk					5701684515129