



Varenummer 150187

Sårrenseserviet, QuickClean, 20x13cm,
nonwoven/vand, steril



Produktbeskrivelse

Enkeltpakgede servietter anvendes til rensning af mindre sår, f.eks. i forbindelse med rift eller hudafskrab, samt insektstik.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårrenseserviet
Varemærke	QuickClean
Features	Steril
Materiale	Nonwoven, vand
Længde/dybde	20 cm
Bredde	13 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	36 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk	16.3 cm	16.3 cm	6.8 cm	7311410150050
pk	20 stk	8.8 cm	5.5 cm	6.4 cm	5701684515129
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE