



Varenummer 150189

## Øjenskyll, QuickRinse, 20 ml, klar, steril



### Produktbeskrivelse

Anvendes til skylning af øjne forurenet med fremmedlegemer (støv, snavs mm.) Ampuller med knækhals indeholder sterilt isotonisk natriumklorid. Passer til førstehjælpsstationerne fra Plum. Anvendes til øjenskyll, hvor der er kommet støv eller fremmedlegeme i øjet. Kan også anvendes til skyl af hud ved skader på huden, sårrens mv. Er kun til udvortes brug.

STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Øjenskyll
Varemærke	QuickRinse
Farve	Klar
Features	Steril
pH-værdi (konc.)	7,4
Ingredienser/sammensætning	0,9% Natriumklorid-opløsning (NaCl)
Rumindhold, netto	20 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	Anbrudt emballage kasseres straks efter brug.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	11 cm	8,5 cm	13 cm	5701684516010
pk	5 stk				
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE