



Varenummer 150190

## Fikseringsbind, QuickStop, 11,45cm, hvid, steril



### Produktbeskrivelse

Sårforbindingsæt til effektiv førstehjælp ved både mindre og kraftige blødninger. Steril sårforbinding med integreret kompres. Elastisk, ikke-klæbende og hudvenlig. QuickStop er universelt anvendeligt som tryk-, støtte- og beskyttelsesforbinding. Sættet består af: 1 stk. sårforbinding med kompres 17 x 17 cm, 2 stk. sårforbinding med kompres 12 x 7,5 cm. Passer til QuickSafe førstehjælpskabe.

**STERILE**

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsbind
Varemærke	QuickStop
Farve	Hvid
Features	Steril
Materiale	Polyester, viskose
Højde	11,45 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	6 stk	25,8 cm	12,8 cm	13,8 cm	5701684515211
stk	1 stk				5701684515228



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE