

ABENA®

Produktdatablad

Fikseringsbind, QuickStop, 11,45cm, hvid, viskose/polyester, steril

Varenummer : 150190
Varegruppe : PLUM
Forpakninger : 6 stk = 1 kolli
1 stk = 1 pakke
6 pakker = 1 kolli



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Fikseringsbind
Varemærke: QuickStop
Holdbarhed: 5 år
Farve: hvid
Materiale: viskose, polyester
Features: steril
Højde: 11,45 cm
Certifikater: CE
CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC

Produktbeskrivelse: Sårforbindingssæt til effektiv førstehjælp ved både mindre og kraftige blødninger. Steril sårforbinding med integreret kompres. Elastisk, ikke-klæbende og hudvenlig. QuickStop er universelt anvendeligt som tryk-, støtte- og beskyttelsesforbinding. Sættet består af: 1 stk. sårforbinding med kompres 17 x 17 cm, 2 stk. sårforbinding med kompres 12 x 7,5 cm. Passer til QuickSafe førstehjælpsskabe.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 150182, 150184, 150183