



Varenummer 150192

Hæfteplaster, QuickFix, 2,5cm, beige, elastisk

- ✓ Lange og elastiske plastre
- ✓ Hudvenlige
- ✓ Tekstil



Produktbeskrivelse

Refill. 30 stk. lange og elastiske tekstilplastre, der tilpasser sig hudens bevægelser. Plastrene er hudvenlige og lader huden ånde. Det lange plaster kan vikles flere gange omkring fingeren, så det sidder bedre fast.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Hæfteplaster |
| Varemærke | QuickFix |
| Sekundær farve | Beige |
| Features | Elastisk |
| Bredde | 2.5 cm |
| Vægt, netto | 37 g |
| Vægt, brutto | 37 g |
| Certifikater | CE. MD. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |
| Holdbarhed | 3 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|-------|---------------|
| kl | 48 stk | 29.3 cm | 23.5 cm | 24 cm | 5715205550810 |
| pk | 6 stk | 14.5 cm | 11.3 cm | 11 cm | |
| stk | 1 stk | | | | 5701684550823 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.