



Varenummer 150192

## Hæfteplaster, QuickFix, 2,5cm, beige, elastisk

- ✓ Lange og elastiske plastre
- ✓ Hudvenlige
- ✓ Tekstil



### Produktbeskrivelse

Refill. 30 stk. lange og elastiske tekstilplastre, der tilpasser sig hudens bevægelser. Plastrene er hudvenlige og lader huden ånde. Det lange plaster kan vikles flere gange omkring fingeren, så det sidder bedre fast.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Hæfteplaster
Varemærke	QuickFix
Sekundær farve	Beige
Features	Elastisk
Bredde	2.5 cm
Vægt, netto	37 g
Vægt, brutto	37 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	48 stk	29.3 cm	23.5 cm	24 cm	5701684550816
pk	6 stk	14.5 cm	11.3 cm	11 cm	
stk	1 stk				5701684550823



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.