

ABENA®

Produktdatablad

Hæfteplaster, QuickFix, 2,5cm, beige, elastisk

Varenummer : 150192
Varegruppe : Hæfteplaster
Forpakninger : 6 stk = 1 pakke
8 pakker = 1 kolli



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Hæfteplaster
Varemærke: QuickFix
Holdbarhed: 3 år
Farve: beige
Features: elastisk
Bredde: 2,5 cm
Vægt, netto: 37 g
Vægt, brutto: 37 g
Certifikater: CE

CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC

Produktbeskrivelse: Refill. 30 stk. lange og elastiske tekstilplastre, der tilpasser sig hudens bevægelser. Plastrene er hudvenlige og lader huden ånde. Det lange plaster kan vikles flere gange omkring fingeren, så det sidder bedre fast.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 150182, 150193, 150183