



Varenummer 150193

Dispenser, QuickFix&Rinse,
3,2x23x19cm, 20 ml, beige, steril, 455 g



Produktbeskrivelse

Væghængt dispenser med 5 stk. øjenskylleampuller med 0,9% steril natriumklorid og 45 stk. åndbare og elastiske tekstilplastre. Dispenseren giver nem, hurtig og hygiejnisk hjælp til de små uheld med mulighed for at kombinere plastre og øjenskyll efter behov. Kan genopfyldes med 221881 plastre og 150189 øjenskyllampuller.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	QuickFix&Rinse
Sekundær farve	Beige
Features	Steril
Ingredienser/sammensætning	0,9% NaCl, åndbare og elastiske tekstilplastre
Længde/dybde	3.2 cm
Bredde	23 cm
Højde	19 cm
Vægt, netto	455 g
Vægt, brutto	455 g
Rumindhold, netto	20 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	39.8 cm	26 cm	25.2 cm	5701684463116
stk	1 stk				5715205463127



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE