



Varenummer 150194

Øjenskyll, QuickRinse Mini, 3,2x23x19cm,
 20 ml, klar, steril



Produktbeskrivelse

Væghængt dispenser med 10 stk. øjenskyllampuller med 20 ml 0,9% steril natriumklorid. Dispenseren giver nem, hurtig og hygiejniske hjælp til at skylle støv og snavs ud af øjnene. Eller til at få velværet tilbage, når du har tørre eller irriterede øjne. Nem at montere lige dér, hvor der er mest brug for den. Dispenseren kan genopfyldes med øjenskyllampul refill vnr. 150189. Kan anvendes med både QuickRinse øjenskyllampuller samt alle varianter af QuickFix plastrer efter behov.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øjenskyll
Varemærke	QuickRinse
Vareserie	Mini
Farve	Klar
Features	Steril
Ingredienser/sammensætning	0,9% Natriumklorid-opløsning (NaCl)
Længde/dybde	3.2 cm
Bredde	23 cm
Højde	19 cm
Rumindhold, netto	20 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	0.396 m	0.26 m	0.252 m	5701684463215
stk					5701684463222



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at benytte og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (den Europæiske Konformitetskomite) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

The word "STERILE" in bold, black, uppercase letters, enclosed in a thin black rectangular border.

Produktet er sterilt