



Varenummer 150199

Hæfteplaster, QuickFix, 12x2cm, blå



Produktbeskrivelse

Refill. 30 stk. lange, blå og iøjnefaldende plastre med indbygget metalflade, der kan spores af en metaldetektor. Især velegnet til fødevarerindustrien. Det lange plaster kan vikles flere gange om fingere, så det sidder bedre fast.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hæfteplaster
Varemærke	QuickFix
Farve	Blå
Længde/dybde	12 cm
Bredde	2 cm
Vægt, netto	38 g
Vægt, brutto	38 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	48 stk	29.5 cm	23.5 cm	23.3 cm	5715205550919
pk	6 stk	14.5 cm	11.3 cm	11 cm	
stk	1 stk				5701684550922



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.