

Lange plastre til QuickFix plasterdispenser





Det er nu muligt at få lange plastre til QuickFix plasterdispenser. De åndbare plastre fås i Elastic og Detectable Long, og de tilpasser sig perfekt til hudens bevægelser.

De lange plastre pakkes automatisk ud, når de trækkes ud af dispenserens som alle andre QuickFix plastertyper. De kan hurtigt og enkelt sættes på såret med én hånd.



QuickFix Long plastre giver dig følgende fordele:

- Optimal beskyttelse af rifter og sår
- Kan vikles flere gange rundt om fingeren, hvilket giver en bedre hæftning og holder længere
- Høj komfort pga. det elastiske og åndbare materiale
- Enkel betjening - hurtigt tilbage på arbejdet
- Høj hygiejnestandard - hvert plaster er pakket separat
- Kan kombineres med de øvrige QuickFix plastre i QuickFix dispenser
- Mindre forbrug - flere mindre plastre ovenpå hinanden er ikke længere nødvendigt

<p>QuickFix plasterdispenser Elastic Long</p>		<p>Varenr.: 5528</p>	<p>Plasterdispenser inkl. 2 x 30 stk. Elastic Long Elastic Long plaster til at vikles flere gange rundt om fingeren. Det elastiske og åndbare materiale tilpasser sig hudens bevægelser og giver høj brugerkomfort. Anvendes til en lang række sår og rifter. Optimalt hold selv ved kraftig påvirkning. <i>Forpakning:</i> 1 stk. • <i>Dispensermål:</i> 23 x 13,5 cm</p>
<p>QuickFix plasterdispenser Detectable Long</p>		<p>Varenr.: 5529</p>	<p>Plasterdispenser inkl. 2 x 30 stk. Detectable Long Detectable Long plaster til at vikles flere gange rundt om fingeren. Det iøjnefaldende lange blå plaster har en indbygget metalflade, der kan spores af en metaldetektor. Optimalt hold selv ved kraftig påvirkning i områder med høj hygiejnestandard (i levnedsmiddelindustrien, kantiner mv.). Det elastiske og åndbare materiale tilpasser sig hudens bevægelser og giver høj brugerkomfort. <i>Forpakning:</i> 1 stk. • <i>Dispensermål:</i> 23 x 13,5 cm</p>
<p>QuickFix Elastic Long Refill</p>		<p>Varenr.: 5508</p>	<p>Elastic Long Refill Refill inkl. 30 Elastic Long plastre. Til genopfyldning af QuickFix plasterdispenser eller løst. <i>Forpakning:</i> 6 x 30 stk. • <i>Plasterstørrelse:</i> 12 x 2 cm</p>
<p>QuickFix Detectable Long Refill</p>		<p>Varenr.: 5509</p>	<p>Detectable Long Refill Refill inkl. 30 Detectable Long plastre. Til genopfyldning af QuickFix plasterdispenser eller løst. <i>Forpakning:</i> 6 x 30 stk. • <i>Plasterstørrelse:</i> 12 x 2 cm</p>

Hurtigt tilbage til arbejdet

De lange plastre kan sættes på med én hånd - hurtigt, let og hygiejnisk.



Træk det lange plaster ud af dispenserens, og plasteret er klar til brug.



Du kan sætte plasteret på med én hånd.



Fjern det tilbageblivende papir og sæt på.



Plasteret vikles flere gange rundt om fingeren for optimalt hold.