



Varenummer 150251

Øjenskyll, JKL Medical, Ø5,5cm, 50 ml, steril

Produktbeskrivelse

Spray indeholdende NaCl i isotonisk opløsning. Anvendes til at skylle fremmedlegemer ud af øjet. Neutraliserer til dels syre og base. Er steril i hele anvendelsestiden, kan anvendes flere gange.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øjenskyll
Varemærke	JKL Medical
Features	Steril
Ingredienser/sammensætning	NaCl, nitrogen
Diameter	5.5 cm
Rumindhold, brutto	50 ml
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Fjern hættten, ret sprayen mod øjet og skyl. 250 ml har en skylletid på 15 min og 50 ml har en skylletid på 2 min.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	24 stk	34.2 cm	23 cm	27.7 cm	

STERILE

Produktet er sterilt