



Varenummer 150275

## Glitterbug, 42x37x27cm

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Glitterbug
Længde/dybde	42 cm
Bredde	37 cm
Højde	27 cm
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012

### Brugsanvisning

Komplet professionelt trænings sæt til håndhygiejneundervisning. En praktisk UV belysningstaske. Består af: Taske til brug for visualisering i UV lys. Glowbar UV lampe, omformer til lysnet , 240 ml. GlitterBug Creme. Tasken har et rum til opbevaring af tilbehør under transport. UV lampen kan benyttes håndholdt med brug af 4 stk. D batterier. Kan også benyttes til visualisering af Visirub

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	46 cm	46 cm	32 cm	
stk	1 stk				