



Varenummer 150370



## Dispenser, SCJ Professional Cleanse Light, 1000 ml, hvid, plast, manuel, med blå knap, 1,0 ml pr. dosering

- ✓ Brugervenlig
- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ Trykknop beskyttet med BioCote

### Produktbeskrivelse

Denne dispenser passer til cremesæbe og skumsæberne Estesol FX og Estesol FX PURE. Dispenseren har kapacitet til 1 liter sæbe, og den er yderst nem at betjene og meget brugervenlig. Samtidig er dispenseren meget økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SCJ Professional
Vareserie	Cleanse Light
Farve	Hvid
Features	Manuel, med blå knap, 1,0 ml pr. dosering
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	1000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Monteres med klæbepude eller skruer.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	15 stk	59.3 cm	40 cm	34.6 cm	5010424160759
stk	1 stk				5010424160742