



Varenummer 150373

Dispenser, SCJ Professional Light Duty, 2000 ml, hvid, plast, manuel, med blå knap, 4,5 ml pr. dosering

✓ Trykknop beskyttet med BioCote

Produktbeskrivelse

2 liter dispenser til cremesæbe. Betjening af dispenseren er enkel og brugervenlig, og systemet er økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote® og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SCJ Professional
Vareserie	Light Duty
Farve	Hvid
Features	Manuel, med blå knap, 4,5 ml pr. dosering
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	2000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres med klæbepude og skruer.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 stk	59 cm	40.8 cm	35.2 cm	05010424161206