



Varenummer 150376

SCJohnson
PROFESSIONAL
A family company

Dispenser, SCJ Professional, 1000 ml, klar, manuel, med rød knap, 0,7 ml pr. dosering

- ✓ Brugervenlig
- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ Trykknapp beskyttet med BioCote

Produktbeskrivelse

Dispenser udviklet til hånddesinfektion. Dispenseren har kapacitet til 1 liter desinfektionsmiddel. Den er yderst nem at betjene og meget brugervenlig. Samtidig er dispenseren særdeles økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti mod fabrikations-/funktionsfejl.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SCJ Professional
Farve	Klar
Features	Manuel, med rød knap, 0,7 ml pr. dosering
Rumindhold, netto	1000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres med klæbepude eller skruer.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	15 stk	58.8 cm	38 cm	32 cm	5010424160858
stk	1 stk				5010424160841