



Varenummer 150376

Dispenser, SCJ Professional, 1000 ml, klar, manuel, med rød knap, 0,7 ml pr. dosering

✓ Trykknop beskyttet med BioCote

Produktbeskrivelse

1 liter dispenser til hånddesinfektion. Betjening af dispenseren er enkel og brugervenlig, og systemet er økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote® og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SCJ Professional
Farve	Klar
Features	Manuel, med rød knap, 0,7 ml pr. dosering
Rumindhold, netto	1000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres med klæbepude eller skruer.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	15 stk	58.8 cm	40.4 cm	34.9 cm	5010424160858
stk	1 stk				5010424160841