



Varenummer 150376



Dispenser, SCJ Professional, 1000 ml, klar, manuel, med rød knap, 0,7 ml pr. dosering

- ✓ Brugervenlig
- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ Trykknop beskyttet med BioCote

Produktbeskrivelse

Dispenser udviklet til hånddesinfektion. Dispenseren har kapacitet til 1 liter desinfektionsmiddel. Den er yderst nem at betjene og meget brugervenlig. Samtidig er dispenseren særdeles økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Dispenser |
| Varemærke | SCJ Professional |
| Farve | Klar |
| Features | Manuel, med rød knap, 0,7 ml pr. dosering |
| Rumindhold, netto | 1000 ml |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |
| Holdbarhed, åbnet | Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan genbruges eller forbrændes. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Brugsanvisning

Monteres med klæbebepude eller skruer.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|--------|-------|---------------|
| kl | 15 stk | 58.8 cm | 38 cm | 32 cm | 5010424160858 |
| stk | 1 stk | | | | 5010424160841 |