



Varenummer 150377

## Dispenser, SCJ Professional Restore, 1000 ml, hvid, manuel, med grøn knap

✓ Trykknapp beskyttet med BioCote

### Produktbeskrivelse

1 liter dispenser til efter-arbejde creme. Betjening af dispenseren er enkel og brugervenlig, og systemet er økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SCJ Professional
Vareserie	Restore
Farve	Hvid
Features	Manuel, med grøn knap
Rumindhold, netto	1000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Monteres med klæbepude eller skruer.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	15 stk	58.8 cm	40 cm	34.6 cm	5010424160810
stk	1 stk				5010424160803