



Varenummer 150381



Dispenser, SCJ Professional, 4000 ml, sort, plast, håndrens, manuel, med lilla knap, 4,5 ml pr. dosering

✓ Trykknop beskyttet med BioCote

Produktbeskrivelse

4 liter dispenser til håndrens. Betjening af dispenseren er enkel og brugervenlig, og systemet er økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote® og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SCJ Professional
Farve	Sort
Features	Håndrens, manuel, med lilla knap, 4,5 ml pr. dosering
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	4000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres med klæbepude og skruer.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	58.7 cm	40 cm	34.8 cm	05010424161268