



Varenummer 150381

Dispenser, SCJ Professional, 4000 ml, sort, plast, håndrens, manuel, med lilla knap, 4,5 ml pr. dosering

✓ Trykknop beskyttet med BioCote

Produktbeskrivelse

4 liter dispenser til håndrens. Betjening af dispenseren er enkel og brugervenlig, og systemet er økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote® og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Dispenser |
| Varemærke | SCJ Professional |
| Farve | Sort |
| Features | Håndrens, manuel, med lilla knap, 4,5 ml pr. dosering |
| Materiale | Plast |
| Rumindhold, netto | 4000 ml |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |
| Holdbarhed, åbnet | Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan genbruges eller forbrændes. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Brugsanvisning

Monteres med klæbepude og skruer.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|--------|---------|----------------|
| kl | 6 stk | 58.7 cm | 40 cm | 34.8 cm | 05010424161268 |