



Varenummer 150383

Dispenser, SCJ Professional, 2000 ml, sort, manuel, med sort knap, 4,0 ml pr. dosering

✓ Trykknop beskyttet med BioCote

Produktbeskrivelse

2 liter dispenser til specialhåndrens. Betjening af dispenseren er enkel og brugervenlig, og systemet er økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote® og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SCJ Professional
Farve	Sort
Features	Manuel, med sort knap, 4,0 ml pr. dosering
Rumindhold, netto	2000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres med klæbepude og skruer.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8 stk	59 cm	40 cm	33 cm	5010424161244
stk	1 stk				5010424161237